

**Προοριζόμενη Χρήση:**

Οι περιπατητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα για τις μετακινήσεις εντός και εκτός του σπιτιού.

**Συναρμολόγηση:**

Οι περιπατητήρες παραδίδονται συναρμολογημένοι & έτοιμοι προς χρήση.

**Λοιπές Οδηγίες:**

1. Για να διπλώσετε ή να ανοίξετε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιείτε τις λαβές ή το κουμπί (εφόσον διαθέτει).
2. Όταν χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε ο περιπατητήρας να μένει ακίνητος και να μη γλιστρά.
3. Όταν χρησιμοποιείται τον περιπατητήρα πρέπει να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λαβή ή και ανατροπή του περιπατητήρα.

**Αποθήκευση & Μεταφορά:**

Κλείστε και μαζέψτε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιώντας τις λαβές ή το κουμπί πριν την αποθήκευσή ή την μεταφορά του

**Συντήρηση & Καθαρισμός:**

- Καθαρίζετε συχνά κάθε τμήμα του περιπατητήρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό.
- Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ (!):**

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)**

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- Ο περιπατητήρας βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Οι ρόδες (εφόσον διαθέτει) είναι καλά στερεωμένες.
- Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- Να καθαρίζετε τακτικά τον περιπατητήρα.
- Μην αφήνετε τον περιπατητήρα βρεγμένο.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στον περιπατητήρα χωρίς επίβλεψη

**Προστασία του Περιβάλλοντος**

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

**Δήλωση Συμμόρφωσης:**

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

**Intended Use:**

The walkers can be used by people with limited mobility for travel within and outside the home.

**Assembling:**

The walkers are delivered assembled & ready to use.

**Further Instructions:**

1. To fold or unfold the walker, use the handles or the button (if available)
2. When using the walker for sitting or standing up push the handles down, securing that the walker will stand still and not slip.
3. When using the walker must rely on both handles equally. Leaning only to one handle (without escort) can damage the handle or & cause a fall.

**Storage & Transportation:**

Close and fold the walker using the handles or button before storing or transporting it

**Maintenance & Cleaning:**

- Clean each section of the walker frequently.
- Use only a cloth and mild soap on surfaces that need cleaning.
- Then use a clean cloth and dry well before using the product.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

**CAUTION (!):**

In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.

**IMPORTANT (!)**

Before using the walker **MAKE SURE** that:

- The walker is in full extension and is locked in this position.
- The wheels (if available) are firmly fixed
- The handles are the same height and the screws that secure them on the frame are tight.
- There are no cracks or fractures in the frame.
- Regularly clean the walker.
- Do not let the walker wet.
- Do not let children near the walker without supervision

**Environmental Protection:**

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

**Declaration of Conformity:**

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

**Ερμηνεία συμβολών που βρίσκονται στην ετικέτα στο χαρτοκιβώτιο ή & στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος****Description of symbols that have been printed on the label, master carton and or user manual**

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ  
DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGE



ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ  
HANDLE WITH CARE



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
READ THE INSTRUCTION FOR USE



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ  
BATCH NUMBER



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΣΤΕΓΝΟ  
KEEP DRY



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
PRODUCT NUMBER



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
MEDICAL DEVICE



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
PRODUCTION DATE



ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE  
CE MARK



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  
MANUFACTURER

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:**

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

**ΕΓΓΥΗΣΗ:**

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως φρένα, παπουτσάκια και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

**ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
LOT :	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ &amp; ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>	

**INCIDENT REPORTING:**

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

**WARRANTY:**

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions.

Also DOES NOT cover the parts, like brakes or rubber tips, that can wear out during use or over time.

Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is applied unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the end user-customer or by dealer.






**WARRANTY FORM:**

BUYERS DETAILS:	
FULL NAME:	
PURCHASING DATE:	
PHONE:	
LOT :	
DEALER DETAILS	
FULL NAME:	
ADDRESS:	
PHONE:	
<b>SIGN AND SIGNATURE</b>	

REF.	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
1 0807998i 0804458	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ	Foldable walker with 2 level handles
2 0809396i 0804460	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ	Foldable walker, Reciprocating motion
3 0811606	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Heavy Duty Foldable Walker

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES**

- Σκελετός αλουμινίου  
Aluminum Frame
- Πτυσσόμενος  
Foldable
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
Height Adjustable

						
1	0807998i 0804458	54 cm	44 cm	37 cm	88-100 cm	100kg
2	0809396i 0804460	54 cm	44 cm	46 cm	77-94 cm	100kg
3	0811606	60 cm	47 cm	52 cm	80-95 cm	225kg

**MOBIAK®**  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



**REF** : 0807998i, 0804458



**REF** :0809396i, 0804460



**REF** :0811606

MOBIAK S.A  
KAGIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPTH  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiaicare.com

