



M



0 1 2 3

GR - Προσθέστε το υγρό φάρμακο στον θάλαμο εκνέφωσης από την κορυφή του, και έπειτα εισάγετε τη σύνδεση της μάσκας στην αιθούσα ψεκασμού. Συνδέστε το ένα άκρο του κυρίου σωλήνα στον πυθμένα του θαλάμου εκνέφωσης και το άλλο άκρο σε φιάλη οξυγόνου ή σε πηγή πεπιεσμένου αέρα.
Μέγιστη χωρητικότητα 6 cc.



Tel: +30 28210 63222
Web Site: www.mobiakcare.com



Made in China

1 PC