

Tear Here / Ανοίγμα εδώ



code: 0803111/ R01806011F

Πινικά Γυαλιά Οξυγονοθεραπείας / Curved Prong Oxygen Nasal Cannula / Curved Prong Adult

2.1m Length

Instructions of use / Οδηγίες χρήσης
EN 1. Attach the oxygen supply to the oxygen source
2. Set the oxygen to the prescribed flow
3. Insert the nasal prongs into the nostrils with the two plastic tube over the ears and under the chin
GR 1. Συνδέστε τη σωλήνωση παροχής οξυγόνου στη παροχολογημένη πηγή
2. Ρυθμίστε το οξυγόνο στην προαποδεδειγμένη ροή
3. Εισάγετε τις πινέκες στους άνω ρουθούκους με τους δύο πλαστικούς σωλήνες πάνω από τα αυτιά και κάτω από το πηγούνι

Note / Σημείωση

EN To fit smaller patients use two intended for reprocessing
GR Σε περσσότερα παιδιά και ασθενείς μικρότερου μεγέθους, δεν μπορείτε να ετοιμάσετε ξανά

Caution / Προσοχή

EN For single use. Discard after use.
Do not store in direct sunlight, at extreme temperatures or in high humidity.
Do not use if package is open or damaged.
Do not use if package is open or damaged.
GR Για ατομική χρήση μόνο. Απορρίψτε μετά τη χρήση.
Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως, σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε υψηλή υγρασία.
Απορρίψτε μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι ανοικτή ή καταστραμμένη.

DISTRIBUTOR
ΜΟΒΙΑΚ
96-98 str. M. Moutafin
Chania, Crete, Greece
Tel: +30 28210 63222
Web Site: www.mobiacare.com

WALLEN MEDICAL CO. LTD.
Wallace Medical Estate, Building
C-4, 111414 Panyu, Guangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC Representative
STRONG INTERNATIONAL HEALTH
Corp. GmbH (Europe)
Eisenstraße 30
20037 Hamburg
GERMANY

Exp: 2025-07

1 PC

Lot: 2008011462

Mfg: 2020-08

OPEN HERE

