



**Οξυγονοθεραπεία και εξαρτήματα.:**

**Συνδετικό σωλήνα οξυγόνου**

**Oxygen Therapy and Accessories:**

**Oxygen Tube Connector**

**REF 0807645**



Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 15°C ~ 25°C  
Επιτρεπόμενη υγρασία αποθήκευσης: <85%

## Instruction of use/ΟδηγίεςΧρήσης

**EN -** Intended for use by qualified personnel.

It is connected between the oxygen supply tube of the respiratory device end Othel accessories (water trap, flame trap) so that they can be used in parallel during oxygen therapy.

**GR -** Προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένο προσωπικό

Συνδέεται μεταξύ του σωλήνα παροχής οξυγόνου της αναπνευστικής συσκευής και λοιπών παρελκόμενων (υδατοπαγίδα, φλογοπαγίδα) για να μπορεί να γίνει παράλληλη χρήση τους κατά την διάρκεια της οξυγονοθεραπείας.



## Caution/ Προσοχή

**EN -** Check the connections that there are no leaks

- The item is for personal use only otherwise may cause cross infection and reduce product reliability and functionality.

- Store in a cool dry place

**GR -** Ελέγξτε τη συνδεσμολογία για τυχόν διαρροές

- Το προϊόν είναι για προσωπική χρήση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση και να μειώσει την αξιοπιστία και λειτουργικότητα του προϊόντος.

- Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό χώρο.

**QTY 1 piece**

**LOT**



Distributed by:

**MOBIAK S.A**

Kathiana Akrotiri,  
Chania - Crete, Greece  
Tel: +30 28210 63222  
[www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)



Manufactured by

**HSINER Co., Ltd.**

312, Jhongsan Rd., Shengang Dist,  
Taichung City 429, Taiwan  
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482  
Email: [sales@hsiner.com](mailto:sales@hsiner.com)  
Web Site: <http://www.hsiner.com>

**EC REP** EU Representative

mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71,  
D-30855 Langenhagen  
Tel: +49 511 3908 9530  
Fax: +49 511 3908 9539  
<http://www.mdi-europa.com>

**CE**  
**2460**